



FICHA TÉCNICA

EXTRACTOR DE CÁLCULOS URETERALES

NOMBRE GENÉRICO

UROLOGÍA



Los Extractores de Cálculos KFF tipo canasta están disponibles en diseños helicoidales o rectos, con y sin punta. Los Extractores de Cálculos KFF se utilizan para la manipulación endoscópica, enganche, desalojo, y remoción de cálculos renales, biliares y ureterales.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Ila Dispositivo médico de riesgo moderado y de uso a corto plazo.

CERTIFICACIONES



REFERENCIAS

SP-24F120-PI

SP-24F90-PI

NT-3F-90H-PI

SP= sin punta
NT= nitinol
H= helicoidal
PI= poliimida

➤ Consúltenos sobre otras referencias disponibles

COMPONENTES Y MATERIA PRIMA

Extractores.	Nitinol/Acero Inoxidable 304 según modelo.
Vainas.	Polietileno/Poliamida.
Mango.	Según modelo. ABS.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN Y VIDA ÚTIL

Producto Esterilizado con Óxido de Etileno, listo para su uso.
Envase hermético, que garantiza su preservación y esterilidad.
Vida útil de 3 años desde su fabricación.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Manipular el mango previo al uso para asegurarse un funcionamiento suave del dispositivo.
Evitar el contacto con instrumentos eléctricos ya que el dispositivo está construido con materiales conductivos.
Solamente médicos entrenados en la manipulación de cálculos deberían realizar este procedimiento. Una variedad de técnicas pueden ser empleadas, sin embargo el médico debe emplear la técnica con la que se sienta más cómodo. Para un solo uso. No utilizar si el envase está abierto o dañado. Verificar la compatibilidad con el canal de trabajo del endoscopio.

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL

Conservar en lugar fresco y seco.
No exponer a los rayos del sol.
Deseche el producto de acuerdo con prácticas médicas reconocidas para productos patogénicos y bajo observancia de las regulaciones y legislaciones aplicables.

BIOCOMPATIBILIDAD

La biocompatibilidad tanto del Nitinol como del Acero Inoxidable, se encuentra respaldada por la literatura científica.

EMPAQUE Y ETIQUETADO

Envase Primario: Sobre de Tyvek®.
Envase Secundario: Caja de Cartón.
Etiquetado: Cumple con Disposición 2328/20 ANMAT.
Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

🏠 Cra. 3#10-35. PER, Colombia.

✉ comercial@districlinicos.com

🌐 www.districtclinic.com

☎ (+57) 3147478975

📷 Districlinicosas

📺 Districlinicos SAS

Importado por:



🏠 Espora 49 Sarandi (C.O.1872) Argentina.

✉ info@dkffmed.com

🌐 www.kffmed.com

☎ (54-11) 4265-4515

📷 Kffmed

Fabricado por:

